



KINTEK

Ptfe(Teflon) Labware Catalogue

Contactez-nous pour plus de catalogues de **PTFE(Teflon) Products**, etc.

KINTEK

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Kintek est un innovateur axé sur la technologie qui se spécialise dans la fabrication de produits en PTFE de haute performance, offrant une gamme complète de produits consommables résistants à la corrosion (tels que le matériel de laboratoire en PFA, les tubes spécialisés et les revêtements), des composants d'étanchéité de précision (tels que les joints, les joints toriques et les membranes) et des solutions intégrées de systèmes de fluides (comprenant la tuyauterie, les vannes, les raccords et les composants conçus sur mesure). Nos produits sont conçus pour des applications critiques telles que le traitement chimique, la fabrication de semi-conducteurs, les industries pharmaceutiques et les environnements de recherche avancée exigeant une pureté et une inertie chimique ultimes. Les produits robustes et méticuleusement conçus de Kintek donnent la priorité à une résistance exceptionnelle à la corrosion, au contrôle de la contamination et à la fiabilité opérationnelle, permettant aux industries de gérer des fluides corrosifs et de haute pureté avec une sécurité et une efficacité maximales, garantissant l'intégrité du processus et prolongeant la durée de vie de l'équipement.



Plats À Évaporation Profonde En Ptfé Solutions Personnalisées Pour Les Laboratoires Et L'industrie

Numéro d'article: PL-1001



Introduction

Plats à évaporation profonde en PTFE de haute qualité pour les laboratoires. Résistants aux produits chimiques, antiadhésifs et personnalisables. Idéal pour la manipulation d'échantillons. Achetez le vôtre maintenant !

[En savoir plus](#)

Type d'assiette	Diamètre extérieur du fond (mm)	Diamètre intérieur de l'embouchure (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur du fond (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)
Type profond 20mm	20	15	20	5	2.5
Type profond 30mm	30	25	20	5	2.5
Type profond 40mm	40	30	20	5	5
Type profond 50mm	50	40	20	5	5
Type profond 60mm	60	50	20	5	5
Type profond 70mm	70	60	20	5	5
Type profond 80mm	80	70	20	5	5
Type profond 90mm	90	80	20	5	5
Type profond 100mm	100	90	20	5	5
Type profond 120mm	120	110	20	5	5

Coupes D'évaporation Peu Profondes En Ptfe Sur Mesure Pour Diverses Applications

Numéro d'article: PL-1002



Introduction

Plat d'évaporation peu profond en PTFE de haute pureté pour les laboratoires. Résistant aux produits chimiques, antiadhésif, idéal pour l'évaporation des échantillons. Dimensions personnalisées disponibles. Commandez dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Spécification	Diamètre extérieur du fond (mm)	Diamètre intérieur de l'embouchure (mm)	Hauteur totale (mm)	Épaisseur du fond (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)
Type peu profond 20mm	20	15	10	5	2.5
Type peu profond 30mm	30	25	10	5	2.5
Type peu profond 40mm	40	30	10	5	5
Type peu profond 50mm	50	40	10	5	5
Type peu profond 60mm	60	50	10	5	5
Type peu profond 70mm	70	60	10	5	5
Type peu profond 80mm	80	70	10	5	5
Type peu profond 90mm	90	80	10	5	5
Type peu profond 100mm	100	90	10	5	5



Kintek

Siège social : No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, Chine

WhatsApp

Image not found or type unknown