

# Pièces Moulées En Ptfé Téflon Fabriquées Sur Mesure Pour Le Nettoyage De Verre Conducteur Ito Fto De Laboratoire Panier À Fleurs

Numéro d'article: PL-1013



## Introduction

Paniers à fleurs en PTFE de haute pureté pour les semi-conducteurs et les laboratoires. Résistants aux produits chimiques, modèles personnalisés disponibles. Idéal pour les plaquettes de silicium et les substrats en verre.

[En savoir plus](#)

Diamètre\*largeur de la rainure\*longueur de la rainure\*capacité applicable

60mm\*1.5mm\*16mm\*250ml bécher/20 pcs

60mm\*2.5mm\*16mm\*250ml bécher/20 pcs

60mm\*1.5mm\*21mm\*250ml bécher/20 pcs

60mm\*2.5mm\*21mm\*250ml bécher/20 pcs

80mm\*1.5mm\*26mm\*500ml bécher/20 pcs

80mm\*2.5mm\*26mm\*500ml bécher/20 pcs

80mm\*1.5mm\*31mm\*500ml bécher/20 pcs

80mm\*2.5mm\*31mm\*500ml bécher/20 pcs

90mm\*2.5mm\*41mm\*1000ml bécher/22 pcs