

Cuves De Digestion Par Micro-Ondes En Ptfé Sur Mesure Pour Des Applications Exigeantes

Numéro d'article: PL-1003



Introduction

Récipients de digestion par micro-ondes en PTFE de haute pureté pour une préparation sûre et sans contamination des échantillons. Idéal pour l'ICP-MS, l'AAS et l'analyse de traces. Tailles personnalisées disponibles.

[En savoir plus](#)

Spécification du produit	Diamètre de l'embouchure (mm)	Diamètre du corps (mm)	Hauteur avec couvercle (mm)
Récipient de digestion en PTFE 30ml	25	42	105
Récipient de digestion en PTFE 50ml	29	47	110
Récipient de digestion en PTFE 100ml	50	62	143
Récipient de digestion en PTFE 200ml	53	69	163