

Fabricant De Pièces En Ptfé Sur Mesure Pour Les Conteneurs Et Les Composants En Téflon

Numéro d'article: PT-1011



Introduction

Conteneurs en PTFE de haute précision pour les laboratoires et l'industrie. Résistants aux produits chimiques, tailles personnalisables. Idéal pour les semi-conducteurs, les applications médicales et les laboratoires. Demandez un devis !

[En savoir plus](#)

Cuve ronde (diamètre extérieur * diamètre intérieur * profondeur intérieure)	Cuve carrée/rectangulaire (L x l * profondeur intérieure)
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130mm*120mm*15mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120mm (environ 5L PTFE cylinder)
92*83*19mm	Cylindre PTFE 10L
102*93*20mm	Cylindre PTFE 15L