

## Coupes D'évaporation Peu Profondes En Ptfé Sur Mesure Pour Diverses Applications

Numéro d'article: PL-1002



### Introduction

Plat d'évaporation peu profond en PTFE de haute pureté pour les laboratoires. Résistant aux produits chimiques, antiadhésif, idéal pour l'évaporation des échantillons. Dimensions personnalisées disponibles. Commandez dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Spécification	Diamètre extérieur du fond (mm)	Diamètre intérieur de l'embouchure (mm)	Hauteur totale (mm)	Épaisseur du fond (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)
Type peu profond 20mm	20	15	10	5	2.5
Type peu profond 30mm	30	25	10	5	2.5
Type peu profond 40mm	40	30	10	5	5
Type peu profond 50mm	50	40	10	5	5
Type peu profond 60mm	60	50	10	5	5
Type peu profond 70mm	70	60	10	5	5
Type peu profond 80mm	80	70	10	5	5
Type peu profond 90mm	90	80	10	5	5
Type peu profond 100mm	100	90	10	5	5