

Boules Personnalisées En Ptfé Téflon Pour Applications Industrielles Avancées

Numéro d'article: PL-02



Introduction

Billes de PTFE de précision pour usage chimique, médical et industriel. Haute performance, faible friction, résistant aux produits chimiques. Tailles personnalisées disponibles. Obtenez un devis aujourd'hui !

[En savoir plus](#)

Propriété	Unité	Valeur standard
Masse volumique	g/cm ³	2,14 ~ 2,3
Température de ramollissement	°C	317 ~ 327
Résistance à la traction	MPa	13,72 ~ 34,3
Allongement	%	150 ~ 400
Résistance à la compression	MPa	12 kg/cm ²
Résistance au choc Izod	Kg-Cm/Cm ²	6,4 mg/1000 cycles
Dureté Shore	-	D50 ~ 55
Module de flexion	10 ³ Kg/Cm ²	3,5 ~ 6,3
Coefficient de friction dynamique	-	0,1