

Support De Nettoyage Pour Substrat En Verre Conducteur Ptfte Teflon Fabricant De Pièces Sur Mesure

Numéro d'article: PL-1016



Introduction

Paniers à fleurs en PTFE de haute pureté pour le nettoyage en laboratoire, résistant aux produits chimiques et aux températures extrêmes. Conceptions personnalisées disponibles pour les semi-conducteurs et les applications médicales.

[En savoir plus](#)

10×10 mm (fente de 1,1 mm par exemple)	20×20 mm (fente de 1,1 mm par exemple)	25×25 mm (fente de 2,2 mm, par exemple)	30×30mm (fente p.ex., 2.2mm)
15×15mm (fente p.ex., 1.1mm)	25×25mm (fente p.ex., 1.1mm)	30×30 mm (fente de 1,1 mm, par exemple)	