

## Cuillère D'échantillonnage Pour Solvant Chimique En Ptfé

Numéro d'article: PL-1008



### Introduction

Découvrez nos cuillères d'échantillonnage en PTFE (polytétrafluoroéthylène, communément appelé téflon) de haute pureté, méticuleusement conçues pour la manipulation sûre, précise et sans contamination de produits chimiques, de solvants, de poudres et d'échantillons divers.

[En savoir plus](#)

Capacité (ml)	Longueur totale (mm)
10	200
30	300
50	300
100	350
250	400
500	450
1000	500